

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Willkommen bei Ammon Orthopädie Technik Biel/Bienne

-Seit der Gründung von Werner Ammon 1969 steht unser Unternehmen für kreative Lösungen im breiten Leistungsspektrum der orthopädischen Versorgung. Neuste Technik -und innovative Eigenentwicklungen helfen mit, auch schwierigste Herausforderungen zu lösen. Im Mittelpunkt all unserer Bemühungen stehen jedoch Sie. Wir freuen uns über den persönlichen Kontakt und die spannenden Begegnungen mit Ihnen. Ganz besonders schätzen wir es, zusammen mit Ihnen, die optimale Lösung zu finden. Wenn Fortschritte sichtbar werden, sich die Mobilität verbessert oder Schmerzen gelindert werden können – das sind unsere Erfolgserlebnisse.

Seit (1969)1990 führe ich das Orthopädie Techniker Geschäft in der 2 Generation. Da ich mein Beruf sehr liebe, und ich alles daran setze um den Patienten (Kinder-Eltern)eine bestmögliche orthopädische Versorgung zu bieten!  
Wichtig ist uns auch eine gute Atmosphäre und Betreuung zu bieten. Sei es im Geschäft oder zu Hause bei Kundenbesuche.

### Leitbild der Firma Ammon Orthopädie Biel/Bienne

Wir freuen uns, Sie hier auf unserer Website begrüßen zu dürfen!  
Und wir sind sicher, dass wir Sie bald auch als "leibhaftigen" Kunden bei Ammon Orthopädie Technik willkommen heißen können! Denn wenn Sie erst eine Weile auf unseren Seiten gestöbert haben, werden Sie bestimmt ganz schnell persönlich bei uns vorbeischauen wollen.

Markt/Kunden

– Unser Ziel sind zufriedene, wiederkehrende Kunden. Wir sind ehrlich, fair und offen für die

- Kundenbedürfnisse.

- Wir bieten unseren Kunden eine umfangreiche Palette von Versorgung an.

- Wir setzen unsere Ideen und Fähigkeiten kontinuierlich in Dienstleistungen und neue Produkte um.

– Wir sind dynamisch und initiativ.

– Wir sind verantwortungsbewusst und selbstständig.

– Wir sind motiviert und zufrieden.

- Ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot

- Aktuelles für Jung und Alt

- Angenehme Atmosphäre

- Kompetente fachliche Beratung

- Kundenfreundliche Öffnungszeiten

- Verkehrstechnisch günstige

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Hallux-Valgus



### PRODUKTMERKMALE

- Hallux-Valgus-Schiene zur physiologischen Korrektur des Grosszehengrundgelenks
- Anatomische Passform
- Zwei verstellbare Verschlussbänder
- Hauptsächlichlicher Einsatz in Ruhephasen
- Verpackung: Stück

**FARBE:** weiss/blau

### DAS MED-PLUS

- Einfache und exakte Einstellung der Hebelkräfte
- Vollfl ächige Kaschierung der Schieneninnenseite mit Schaumstoff
- Lüftungsfenster im Zehenbereich

### INDIKATIONEN

Hallux Valgus nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

### GRÖSSEN

 Schuhgrösse

small bis 38

medium 38 – 41

large über 41

rechts oder links angeben

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## MalleoLoc®



### Stabilorthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks

MalleoLoc eignet sich zur frühfunktionellen Therapie des Sprunggelenks, zum Beispiel bei Kapselbandzerrungen und chronischer Bandinsuffizienz. Die eng am Fuß anliegende Orthese wirkt auch im Straßen- oder Sportschuh muskulär stabilisierend und verhindert ein seitliches Umknicken. Ein normales Abrollen des Fußes ist weiterhin möglich.

individuell nachformbar  
ermüdungsarm gepolstert  
einfach anzulegen

### STABIL AM SPRUNGBEIN

Die Stabilorthese MalleoLoc besteht aus einer anatomisch geformten Außenrandfassung mit Gurten. Sie liegt eng am Fuß und führt vorne seitlich am Gelenk entlang bis unter die Sohle, wobei die Ferse frei bleibt. Dadurch wirkt sie sowohl einem Talusvorschub als auch einem seitlichen Umknicken des Fußes entgegen. Die Muskulatur des Sprunggelenks wird aktiv stabilisiert. Bei Bedarf kann die Orthese thermoplastisch an die individuelle Anatomie des Fußes angeformt werden.

### KOMFORTABEL IM ALLTAG

MalleoLoc liegt eng an jeder Fußform an und kann problemlos in fast jedem festen Schuh getragen werden. Einfach verstellbare Klettgurte zum Verschließen und spezielle ermüdungsarme Polster erhöhen den Tragekomfort.

[Im Shop einkaufen?](#)



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## AchilloTrain® Pro



### Aktivbandage mit Flügelpelotte

Irritationen an der Achillessehne wirkt AchilloTrain Pro mit Halt und Kompression systematisch entgegen. Die Bandage unterstützt die muskuläre Stabilisierung und massiert über eine Profileinlage (Pelotte) mit zwei Flügeln und Noppen den Muskel-Sehnenübergang. Eine entlang der Mitte verlaufende Rille in der Pelotte verbessert die Ableitung von Ödemen. Die Beweglichkeit wird erleichtert und gefördert.

- anatomisch optimale Form
- atmungsaktives Material
- stützt und mobilisiert

### STABILITÄT UND BEWEGUNGSFREIHEIT

AchilloTrain Pro nutzt eine therapeutisch wirksame Kombination aus Stabilisierung und Beweglichkeit. Ständiger Wechsel zwischen Kompression und Dekompression während der Bewegung fördert die Heilung und verbessert das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln. Dazu trägt auch die integrierte viskoelastische Pelotte bei, die mit weichen Noppen und längs verlaufenden Rillen das Gewebe oberhalb der Ferse stimuliert. Rechts und links regen zwei zusätzliche Flügel das obere Sehnendrittel und den Muskel-Sehnenübergang an.



[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## AchilloTrain®



### Fussbandage zur Entlastung der Achillessehne

Bei Schmerzen oder Entzündungen an der Achillessehne (wie durch Überbeanspruchung oder nach Operationen) trägt die AchilloTrain® Fussbandage zur Entlastung der Achillessehne bei, ohne die Beweglichkeit einzuschränken. Eine anatomisch geformte Profileinlage (Pelotte) übt einen Massageeffekt auf das umliegende Gewebe aus, das dadurch stimuliert wird. Ein integriertes Fersenkissen entlastet die Sehne. Ödeme und Ergüsse können so schneller abklingen.

### DEM SCHMERZ AUF DEN FERSEN

AchilloTrain wirkt dreifach therapeutisch: Die Bandage lindert Schmerzen und aktiviert die Muskulatur. Eine an der Achillessehne verlaufende Pelotte verteilt den Druck gleichmässig, schränkt aber den Tragekomfort nicht ein. Der Massageeffekt regt den Stoffwechsel an und hilft, Ödeme abzubauen. Ein integrierter viscoelastischer Keil entlastet die Achillessehne zusätzlich.



### RUNDUM GUT ZU FUSS

Dank des besonders dehnbaren, dreidimensional anatomischen Formgestricks sitzt AchilloTrain auch in der Fussbeuge optimal. Das atmungsaktive Material verhindert das Ansammeln von Feuchtigkeit. Der integrierte Fersenkeil ist herausnehmbar, ein separates Fersenkissen zum Längenausgleich der Gegenseite liegt bei. AchilloTrain reduziert die Gefahr einer erneuten Sprunggelenksverletzung.

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## CaligaLoc®



Stabilorthese zur Teilimmobilisierung des Sprunggelenks

Die anatomisch geformte Stabilorthese CaligaLoc kommt als konservative Therapie von Knöchelbänderrissen, nach Bandoperationen oder bei chronischer Instabilität des oberen und/oder unteren Sprunggelenks zum Einsatz. Sie schützt rund um die Uhr vor unerwarteten oder zu hohen Belastungen und verhindert ein Umknicken nach aussen.

### VORBILDLICH GESCHIENT

Für CaligaLoc wurde die bewährte MHH-Knöchelschiene weiterentwickelt und funktionell optimiert: Die anatomisch geformte Stabilorthese besteht aus einer innenseitig gepolsterten Kunststoffschiene, die mit Gurten über ein einfaches Klettsystem sicher am Fuss gehalten wird. Unter der Ferse hält eine leichte Erhöhung an der Aussenkante den Fuss nach innen geneigt, sodass die Aussenknöchelbänder entlastet werden.

### RUND UM DIE UHR STABIL

CaligaLoc kann als Stützschiene in Konfektionsschuhen getragen werden, aber auch als Nacht- und Lagerungsschiene ohne Schuhe. Der Halt wird über flache Mikroklettverschlüsse reguliert. Sollte es die individuelle Anatomie des Fusses erfordern, kann das Stabilitätselement thermoplastisch angeformt werden. So gewährleistet die Teilimmobilisierung mit CaligaLoc höchsten Tragekomfort, bis ein höherer Mobilisierungsgrad möglich ist.



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## MalleoTrain®



Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung  
des Sprunggelenks

Die Aktivbandage MalleoTrain® wird eingesetzt um das gereizte Sprunggelenk nach Verletzung, Operation oder bei Arthrose zu behandeln. Zwei individuell angepasste Profilpolster (Pelotten) an Innen- und Aussenknöchel unterstützen den Abbau von Blutergüssen. Das dreidimensionale Gestrick sitzt bequem und aktiviert die Durchblutung.

Hilft Schmerzen zu lindern  
fördert das Abklingen von Schwellungen  
atmungsaktives, hautfreundliches Material

### SCHNELL WIEDER FUSS FASSEN

Auf Schritt und Tritt hilft Ihnen die Aktivbandage MalleoTrain, bald wieder schmerzfrei zu laufen. Denn mit jeder Bewegung werden auch die beiden Pelotten aktiv und massieren das Sprunggelenk. Sie sind in ein atmungsaktives Gestrick eingebettet, dessen komprimierende Wirkung eine Wechseldruckmassage bewirkt und so die Durchblutung verbessert sowie das Abklingen von Schwellungen fördert.

### EIN SPRUNG NACH OBEN

MalleoTrain gehört zu den Train Aktivbandagen, die für ihre Funktionalität und ihr Design bereits zweifach ausgezeichnet wurden. Patienten schätzen an ihr, dass sie leicht anzuziehen ist, nicht rutscht und angenehm fest sitzt, Ärzte und Sportler bevorzugen sie wegen ihrer anatomischen Form und ihrer stabilisierenden Wirkung auf die Muskulatur.

[Im Shop einkaufen!](#)



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Sprunggelenkorthese Malleo Sprint



### **Bewegungsfreiheit beim Gehen und beim Sport**

Nach akuten Sprunggelenksverletzungen oder bei chronischen Instabilitäten stabilisiert die moderne Aktivorthese Ihr Sprunggelenk sicher. Sie sind jedoch weiterhin in der Lage, Ihren Fuß nach oben und nach unten zu beugen – beim Gehen oder beim Sport sind Sie in Ihrer Bewegungsfreiheit also nicht eingeschränkt.

Für angenehmen Tragekomfort sorgen die exzellente anatomische Passform, eine komfortable Polsterung und das luftdurchlässige, hautfreundliche Material.

### **Hautfreundliches Material**

Das Material ist hautfreundlich und luftdurchlässig. Selbst beim Sport, wenn Sie schwitzen, kann die Luft ungehindert zirkulieren, so dass Wärme und Feuchtigkeit von Ihrem Fuß weggeleitet werden.

### **Guter Tragekomfort**

Für bequemen Tragekomfort sorgen anatomische Vorwölbungen im empfindlichen Knöchelbereich. Die Ausdünnung des Trägermaterials unter dem Fuß und eine sehr weiche Polsterung verhindern Druckstellen.

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## AchilloTrain® Pro



Aktivbandage mit Flügelpelotte

Irritationen an der Achillessehne wirkt AchilloTrain Pro mit Halt und Kompression systematisch entgegen. Die Bandage unterstützt die muskuläre Stabilisierung und massiert über eine Profileinlage (Pelotte) mit zwei Flügeln und Noppen den Muskel-Sehnenübergang. Eine entlang der Mitte verlaufende Rille in der Pelotte verbessert die Ableitung von Ödemen. Die Beweglichkeit wird erleichtert und gefördert.

anatomisch optimale Form  
atmungsaktives Material

### STABILITÄT UND BEWEGUNGSFREIHEIT

AchilloTrain Pro nutzt eine therapeutisch wirksame Kombination aus Stabilisierung und Beweglichkeit. Ständiger Wechsel zwischen Kompression und Dekompression während der Bewegung fördert die Heilung und verbessert das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln. Dazu trägt auch die integrierte viskoelastische Pelotte bei, die mit weichen Noppen und längs verlaufenden Rillen das Gewebe oberhalb der Ferse stimuliert. Rechts und links regen zwei zusätzliche Flügel das obere Sehnendrittel und den Muskel-Sehnenübergang an.

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
www.orthopädie-ammon.ch

## MalleoTrain® Plus



Aktivbandage für erhöhte Stabilität und Sicherheit des Sprunggelenks

Die Sprunggelenksbandage MalleoTrain Plus sichert den Fuss nach Umknickverletzungen, Verstauchungen sowie bei Bänderschwächen und Extremlastungen im Sport, ohne dabei die Beweglichkeit einzuschränken. Zwei elastische Profileinlagen (Pelotten) und das teilelastische Gurtsystem, das in Form einer Acht (8er-Tour) um den Fuss gewickelt wird, erhöhen die stabilisierende Wirkung der Bandage und schützen vor einem Umknicken nach aussen. Dadurch eignet sich die MalleoTrain Plus auch zum Einsatz in der frühfunktionellen Therapie von Kapselbandzerrungen und zum Schutz vor Sprunggelenksverletzungen.

### MEHR STABILITÄT

MalleoTrain Plus vereint die bewährten Wirkungsmechanismen von Bauerfeind Aktivbandagen mit denen des Sport-Tapings und bietet so mehr Stabilität und Sicherheit. Zuerst stabilisiert sie das Sprunggelenk durch die Kompressionswirkung des Gestricks und die beiden exakt am Aussen- und Innenknöchel ausgerichteten elastischen Profileinlagen. Die durch Bewegung ausgelöste Wechseldruckmassage aktiviert dann zusätzlich die Muskulatur. Das teilelastische Gurtsystem verstärkt diese bereits mehrfach stabilisierende Wirkung, in dem es ähnlich einem Tapeverband in 8er-Tour um den Fuss gewickelt wird. Mit dieser Sicherung wird auch einem Umknicken nach aussen aktiv entgegen gewirkt.



Grösse

Messen Sie den Fussumfang, um die passende Grösse zu bestimmen. Nur bei korrekter Grössenwahl kann die Aktivbandage ihre volle Wirkung entfalten. Gemessen wird an der schmalsten Stelle oberhalb des Knöchels, wie auf der Abbildung dargestellt. Wählen Sie im Grösstfall die grössere Variante.

Grösse	1	2	3	4	5	6
Umfang	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
www.orthopädie-ammon.ch

## MalleoTrain® S



Aktivbandage für erhöhte Stabilität und Sicherheit des Sprunggelenks

Die Sprunggelenksbandage MalleoTrain Plus sichert den Fuss nach Umknickverletzungen, Verstauchungen sowie bei Bänderschwächen und Extremlastungen im Sport, ohne dabei die Beweglichkeit einzuschränken. Zwei elastische Profileinlagen (Pelotten) und das teilelastische Gurtsystem, das in Form einer Acht (8er-Tour) um den Fuss gewickelt wird, erhöhen die stabilisierende Wirkung der Bandage und schützen vor einem Umknicken nach aussen. Dadurch eignet sich die MalleoTrain Plus auch zum Einsatz in der frühfunktionellen Therapie von Kapselbandzerrungen und zum Schutz vor Sprunggelenksverletzungen.

### MEHR STABILITÄT

MalleoTrain Plus vereint die bewährten Wirkungsmechanismen von Bauerfeind Aktivbandagen mit denen des Sport-Tapings und bietet so mehr Stabilität und Sicherheit. Zuerst stabilisiert sie das Sprunggelenk durch die Kompressionswirkung des Gestricks und die beiden exakt am Aussen- und Innenknöchel ausgerichteten elastischen Profileinlagen. Die durch Bewegung ausgelöste Wechseldruckmassage aktiviert dann zusätzlich die Muskulatur. Das teilelastische Gurtsystem verstärkt diese bereits mehrfach stabilisierende Wirkung, in dem es ähnlich einem Tapeverband in 8er-Tour um den Fuss gewickelt wird. Mit dieser Sicherung wird auch einem Umknicken nach aussen aktiv entgegen gewirkt.



Grösse

Messen Sie den Fussumfang, um die passende Grösse zu bestimmen. Nur bei korrekter Grössenwahl kann die Aktivbandage ihre volle Wirkung entfalten. Gemessen wird an der schmalsten Stelle oberhalb des Knöchels, wie auf der Abbildung dargestellt. Wählen Sie im Grösstfall die grössere Variante.

Grösse	1	2	3	4	5	6
Umfang	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
www.orthopädie-ammon.ch

## MalleoLoc®



### Stabilorthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks

MalleoLoc eignet sich zur frühfunktionellen Therapie des Sprunggelenks, zum Beispiel bei Kapselbandzerrungen und chronischer Bandinsuffizienz. Die eng am Fuß anliegende Orthese wirkt auch im Straßen- oder Sportschuh muskulär stabilisierend und verhindert ein seitliches Umknicken. Ein normales Abrollen des Fußes ist weiterhin möglich.

individuell nachformbar  
ermüdungsarm gepolstert  
einfach anzulegen

### STABIL AM SPRUNGBEIN

Die Stabilorthese MalleoLoc besteht aus einer anatomisch geformten Außenrandfassung mit Gurten. Sie liegt eng am Fuß und führt vorne seitlich am Gelenk entlang bis unter die Sohle, wobei die Ferse frei bleibt. Dadurch wirkt sie sowohl einem Talusvorschub als auch einem seitlichen Umknicken des Fußes entgegen. Die Muskulatur des Sprunggelenks wird aktiv stabilisiert. Bei Bedarf kann die Orthese thermoplastisch an die individuelle Anatomie des Fußes angeformt werden.

### KOMFORTABEL IM ALLTAG

MalleoLoc liegt eng an jeder Fußform an und kann problemlos in fast jedem festen Schuh getragen werden. Einfach verstellbare Klettgurte zum Verschließen und spezielle ermüdungsarme Polster erhöhen den Tragekomfort.



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Klumpfuss Behandlung nach Ponsetti



### Denis-Browne-Schienung:

Anschließend an die Tenotomie wird dem Patienten eine ganztägige Denis-Browne-Schiene angelegt. Hierbei handelt es sich um zwei nach Mass hergestellte Lederschuhe, die jeweils auf einer Metallschiene befestigt sind. Die Schuhe können variabel gedreht werden, so wird im weiteren Verlauf der Klumpfuß in 70 Grad und der nicht betroffene Fuß in 40 Grad Außenrotation fixiert. Somit kann das Behandlungsergebnis gehalten werden und mögliche Restdeformitäten im Sprunggelenksbereich korrigiert werden. Nach etwa 3–4 Monaten kann die Schienennutzung auf 15 Stunden am Tag reduziert werden. Mit zunehmender Verbesserung muss die Schiene nur noch nachts angelegt werden, dies jedoch durchgängig bis zum vierten Lebensjahr. Dies gewährleistet, dass bei den Kindern kein innenorientiertes Gangbild entsteht, was bei anderen Behandlungsmethoden nicht selten der Fall war.

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
www.orthopädie-ammon.ch

## Patellabandage



### PRODUCTINFORMATIONEN

- Unterstützt die Patellasehne (Kniesehne)
- Gibt der Kniesehne die notwendige Ruhe bei Überlastungsbeschwerden wie dem Springerknie (schmerzender Sehnenansatz an der Unterseite der Kniescheibe)
- Der Druck ist mit dem elastischen Band individuell und je nach Art der Beschwerden einstellbar

### WANN WENDE ICH DIE PSB PATELLABANDAGE AN?

- Bei Überlastungsbeschwerden der Kniesehne
- Bei einem Springerknie
- Bei patellofemorale Beschwerden



Im Shop einkaufen?

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## GenuTrain®




Aktivbandage zur Entlastung und Stabilisierung  
des Kniegelenks

Wenn sich Ihr Knie instabil anfühlt, geschwollen ist oder schmerzt, kann die GenuTrain® Aktivbandage helfen. Sie stabilisiert das Gelenk, wirkt schmerzlindernd und fördert eine schnellere Mobilisierung. Die GenuTrain ist das Original unter den funktionell wirksamen Kniebandagen und wurde seit ihrer Markteinführung 1981 kontinuierlich weiterentwickelt. Die neue Generation mit der Omega-Pelotte, einem neuem Funktionspolster um die Kniescheibe, setzt erneut Maßstäbe. Die Stabilisierung des Kniegelenks beim Tragen der Bandage wurde weiter verbessert und die schmerzlindernde Wirkung erhöht.

-sicherer Halt für das Kniegelenk

-Entlastung der Kniescheibe und  
Schmerzreduktion am Meniskus

-anatomische Passform und integrierte  
Anziehhilfe



[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
www.orthopädie-ammon.ch

## V- Force



### Wirkungsweise:

Entlastung des medialen und lateralen Kompartments, korrigierender Einfluss auf die Gelenkachse in der Schwungphase, Herstellung eines physiologischen Fersenauftritts, Schmerzlinderung, Ver-zögerung der Knorpelabnutzung und Erhöhung der Mobilität.

### Indikationen

- Gonarthrose, mediales oder laterales Kompartment

### Kontraindikation:

- über 5° Varus-/Valgusabweichung

### Technik

- Schlankes Design, nur 300 g
- Polyzentrisches Gelenk, einstellbar in Varus-/Valguswinkel sowie Extension und Flexion
- Hochstabile unilaterale Gelenk-schiene

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
www.orthopädie-ammon.ch

## Knierorthese Genu Arexa



### Perfekt angepasst ans Leben

Nach Bandverletzungen im Knie – am häufigsten betroffen sind die vorderen Kreuzbänder - ist eine Operation oft unumgänglich. Nach einer Operation aber auch bei einer konservativen Behandlung ohne OP stabilisiert die Hartraahmenorthese Genu Arexa das Knie während des Heilungsprozesses und verhindert ungewünschte Bewegungen. Zudem ermöglicht sie einen kontrollierten Übergang hin zur vollen Belastung. Frühzeitige Bewegung – die beste Voraussetzung, um das Knie bald wieder voll belasten zu können.

Die Genu Arexa wird seit vielen Jahren von Ärzten verschrieben. Ihr funktionales Design ist international bereits vielfach ausgezeichnet worden. Mit nur wenigen Handgriffen kann Ihr Orthopädietechniker sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Aufgrund ihrer soliden Bauweise und des besonders angenehmen Tragekomforts ist die Genu Arexa den alltäglichen Anforderungen an Bewegung bestens gewachsen.

### Gurte

Die Gurte sind für ein leichtes An- und Ablegen der Orthese in der Reihenfolge nummeriert, in der sie geschlossen werden müssen.

### Kunststoffschalen

Die Kunststoffschalen passen sich beim Anziehen der Gurte automatisch der Beinform an und sorgen für einen angenehmen Tragekomfort.

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopaedie-ammon.ch](http://www.orthopaedie-ammon.ch)

## Stabile Post-OP Genu Classic



Dorsal, medial, lateral verstärkt mit  
Aluschiennen, Innenseite aus  
angenehmem Frottee-Baumwoll  
material, individuell verstellbare  
VelcroVerschlussbänder  
- Längen 50 cm, 60 cm  
- 0°, 10°, 20° 30°

[Im Shop einlaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Kniebandage Genu Sensa

### Stabilisierung und Entlastung des Knies

Bei Schmerzen, Schwellungen oder Entzündungen stabilisiert die Genu Sensa das Knie, fördert dessen Funktion und hilft, Schmerzen zu lindern. Eine ringförmige Pelotte aus Technogel sorgt dabei für eine gezielte Erfassung der Kniescheibe. Darüber hinaus bilden sich durch die Kompression Schwellungen und Ergüsse zurück. Der angenehme Tragekomfort und der gute Sitz werden zusätzlich durch seitliche Spiralfedern unterstützt.

### Führung der Kniescheibe

Die Genu Sensa stabilisiert das Knie, fördert dessen Funktion und hilft, Schmerzen zu lindern. Eine ringförmige Pelotte aus Technogel sorgt dabei für eine gezielte Erfassung der Kniescheibe. Darüber hinaus bilden sich durch die Kompression Schwellungen und Ergüsse zurück.

### Hautfreundliche Hygiene

Die Genu Sensa ist sehr hautfreundlich. Eine in das Gestrick integrierte antibakterielle Faser reduziert die Vermehrung von Bakterien und verringert so die Geruchsentwicklung. Die Funktionsfaser nimmt Feuchtigkeit auf und transportiert sie an die Oberfläche des Gestricks, wo sie schnell verdunstet.

### Gute Passform

Für einen angenehmen Tragekomfort sorgt das dreidimensionale Flachgestrick. Es passt sich optimal an den Körper an, Einschnürungen und unangenehme Druckstellen werden so vermieden. Das speziell für den Bereich der Kniekehle entwickelte und patentierte Gestrick ist besonders weich und elastisch.

### Im Shop einkaufen?



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
www.orthopädie-ammon.ch

## Kurze Softorthese zur Stabilisierung des Kniegelenks



Die Stabimed pro ist eine kurze Softorthese, die bei leichten bis mittleren Instabilitäten des Kniegelenks (akut oder chronisch) eingesetzt wird. Dabei ist die Orthese aus weichem Material gefertigt, das angenehm auf der Haut zu tragen ist. Zwei seitlich eingearbeitete Gelenke stabilisieren das Gelenk zuverlässig. Durch die Orthese ist das Knie effektiv vor einer Überstreckung (Hyperextension) geschützt. Damit eine Instabilität des Knies gut behandelt werden kann, müssen auch Bewegungsabläufe neu erlernt werden. Die Stabimed pro verbessert die Eigenwahrnehmung (auch als Propriozeption bezeichnet) und hilft so beim Erlernen knieschonender Bewegungsabläufe.

### Anziehenanleitung

Öffnen Sie alle Gurte und ziehen sie diese ein Stück nach hinten durch, damit sie das Anlegen der Orthese nicht behindern.


Winkeln Sie Ihr Bein in ca. 45° Grad Beugstellung an. Ziehen Sie die Orthese über ihr Bein.

Achten Sie darauf, dass die Kniescheibe zentriert in der Patella-Aussparung sitzt. Die Gelenkmitten der Orthese sollten auf Höhe der Oberkante der Kniescheibe liegen.

Schließen Sie nun die beiden Gurte, beginnend mit dem unteren und anschließend dem oberen.

Wenn möglich, laufen Sie ein paar Schritte und prüfen nochmals den richtigen Sitz der Orthese. Gegebenenfalls korrigieren sie den Sitz der Orthese am Bein.

Zum Ausziehen, greifen Sie die Orthese seitlich am unteren Ende und ziehen Sie die Orthese nach unten weg.



<b>Oberschenkel-Umfang (cm)</b>	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74	74 – 84
<b>Größe</b>	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<b>Art.-Nr.</b>	G.080.061	G.080.062	G.080.063	G.080.064	G.080.065	G.080.066	G.080.067

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
www.orthopädie-ammon.ch

## Kniebandage zur Entlastung der Kniescheibe



Schmerzen in der Kniescheibe können viele Ursachen haben: Verletzungen, Reizungen durch Überlastung oder Operationen, leichte Arthrose, Arthritis oder leichte Instabilitäten. Die Genumedi Kniebandage kann diese Beschwerden effektiv lindern. Das Geheimnis liegt in der weichen Patella-Silikonpelotte, welche die Kniescheibe sanft massiert und den Druck auf die Kniescheibe beim Bewegen lindert. Die Bandage selbst ist aus festem, kompressiven Gestrick gefertigt. Dadurch werden Schmerzen im Knie effektiv gelindert.

### Wirkungsweise

Die integrierte Silikon einlage der Genumedi entlastet die Kniescheibe und bewirkt in Verbindung mit der Kompression des Gestricks einen Massageeffekt. Dieser fördert die Durchblutung des Gelenks und damit den Abbau von Schwellungen und Ergüssen. Reizungen und Schmerzen werden gelindert. Gleichzeitig wird die muskuläre Steuerung und körpereigene Stabilisierung des Kniegelenks verbessert. Die größte Wirkung erzielen Bandagen während der körperlichen Aktivität.


### Anziehanleitung

Fassen Sie die Bandage mit den Daumen innen am oberen Ende der seitlichen Noppenhaftbänder. Ziehen Sie die Bandage so über das Knie, dass der Silikonring die Kniescheibe zentral und druckfrei umfasst. Zum Ausziehen greifen Sie die Bandage an den unteren Seitenstäben und ziehen sie nach unten weg. Bitte beachten Sie, dass das erstmalige Anlegen unter Einweisung von geschultem Fachpersonal erfolgen sollte.

### Trage- /Anwendungshinweise

Grundsätzlich kann die Bandage ganztags getragen werden. Dies sollte aber nach dem eigenen Tragegefühl sowie der Maßgabe erfolgen, dass das Knie im Sitzen nicht über 70° angewinkelt wird. Bei längeren Ruhepausen (z.B. langes Sitzen/Autofahrten, Schlafen) sollte die Bandage abgelegt werden. Sollten übermäßige Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl während des Tragens auftreten, so legen Sie das Produkt bitte umgehend ab und kontaktieren Ihren Arzt oder versorgendes Fachgeschäft.

Die Bandage ist auch zum Gebrauch im Wasser geeignet. Bitte spülen Sie das Produkt anschließend gründlich aus.



Maßanfertigung  
möglich

Oberschenkel-Umfang (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 51
Unterschenkel-Umfang (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 41
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.102.Δ01	K.102.Δ02	K.102.Δ03	K.102.Δ04	K.102.Δ05	K.102.Δ06	K.102.

Δ = Farbe ergänzen: 2 = silber, 8 = sand

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## MAGIC Für höchste ästhetische Ansprüche



### Die MAGIC Kompressionsstrümpfe

zeichnen sich durch höchsten Tragekomfort und innovative Details aus. Spüren Sie die bezaubernde Wirkung der MAGIC Kollektion.

- Feiner, leicht transparenter Strumpf mit natürlicher, eleganter Optik
- Bezaubernde Vielfalt - für jede Gelegenheit und jedes Alter
- Perfekte Passform und ausserordentlich hoher Tragekomfort dank hochwertiger Verarbeitung bis in die kleinsten Details
- Formt das Bein optimal
- Auch in vier modischen Trendfarben erhältlich

MAGIC, der vielseitige Kompressionsstrumpf überzeugt durch seine perfekte Passform, was in intensiven Tests unter wissenschaftlichen Bedingungen mit Kompressionsstrumpfrägerinnen bestätigt wurde. Ausserdem bezaubert er durch seine feine Optik und dezente Transparenz.

#### Materialzusammensetzung:

Wadenstrumpf: 61% Polyamid, 39% Elasthan

Schenkelstrumpf: 63% Polyamid, 37% Elasthan

Strumpfhose: 59% Polyamid, 41% Elasthan

#### Kompressionsklasse

KKL1, KKL2

Geeignet für

Damen

#### Grössentabelle

#### Im Shop Einkaufen?


# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## JAMES Hightech mit Stil



### Der neue Kompressionsstrumpf für den Mann

ist die perfekte Kombination aus Hightech und Stil und kann sowohl zum Anzug als auch zu Freizeitbekleidung getragen werden. Mit der vollflächigen Sohlenpolsterung und der integrierten, geruchshemmenden Zinkausrüstung behält jeder Mann auch in brenzligen Situationen frische Füße.

Der Strumpf mit dezenter Rippstruktur und feuchtigkeitsregulierenden Garnen garantiert den Erfolg der Mission sowohl in Action als auch bei der Arbeit. Der komfortable Abschlussbund sorgt für perfekten Halt am Bein. Der anatomisch speziell auf den Mann abgestimmte Fussbereich bietet maximale Bewegungsfreiheit. Der individuelle Zonendruck macht das Anziehen einfach und unkompliziert. Die Kombination aus verstärkter Ferse, nahtloser Fussspitzenpartie und vollflächiger Sohlenpolsterung sorgt für einen entspannten und sicheren Auftritt.

### Materialzusammensetzung:

81% Polyamid  
19% Elasthan

### Kompressionsklasse

KKL2

Geeignet für


Herren



### [Grössetabelle](#)

### [Im Shop einkaufen?](#)

Wadenstrumpf Grössen	A-D Waden	Umfang Fessel cB	Umfang Wade cD
----------------------	-----------	------------------	----------------



XXsmall	18-20 cm	23-30 cm
XXsmall Plus	18-20 cm	27-34 cm
Xsmall	20-22cm	27-34 cm
Xsmall Plus	20-22cm	31-38 cm
Small	22-24 cm	31-38 cm
Small Plus	22-24 cm	34-41 cm
Medium	24-26 cm	34-41 cm
Medium Plus	24-26 cm	37-44 cm
Large	26-29 cm	37-44 cm
Large Plus	26-29 cm	41-48 cm
Xlarge	29-32 cm	41-48 cm
Xlarge Plus	29-32 cm	42-50 cm

Länge= Normal 35-40 cm
Länge=Lang 41-45 cm

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Polio Orthese



### ORTHESE

Wir haben viel Erfahrung aus der langjährigen Arbeit mit vielen Patienten die für uns wie eine Familie bilden, das ist eine Win Win Situation. Der Fokus besteht in der Versorgung mit Orthesen zur Funktionsunterstützung und Stabilisierung des betroffenen Beins um das Gehen und Stehen zu ermöglichen und zu verbessern.

### PASSFORM

Eine formschlüssige Passform ist die Grundlage für bequemen Tragekomfort bei guter Druckverteilung und Kraftübertragung. Durch die Maßnahmetechnik und dynamischen Anprobeorthesen können wir auf vielfältige Faktoren Einfluss nehmen.

### STATIK

Die Statik der Orthese in Bezug auf das Bein und den gesamten Körper ein wichtiger Aspekt, um ein energieeffizientes Laufen bei größtmöglicher Sicherheit zu ermöglichen.

### GEWICHT

Hierbei spielt das geringe Gewicht der Orthese eine große Rolle, um dem Patienten ein möglichst kräftesparendes Laufen zu ermöglichen. Neben den sehr leichten und hochstabilen Materialien Carbonfaser und Titan nimmt auch die Prepreg-Technik eine zunehmend bedeutende Rolle bei der Herstellung von Orthesen ein.

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Polio Badeorthese



### ORTHESE

Wir haben viel Erfahrung aus der langjährigen Arbeit mit vielen Patienten die für uns wie eine Familie bilden, das ist eine Win Win Situation. Der Fokus besteht in der Versorgung mit Orthesen zur Funktionsunterstützung und Stabilisierung des betroffenen Beins um das Gehen und Stehen zu ermöglichen und zu verbessern.

### PASSFORM

Eine formschlüssige Passform ist die Grundlage für bequemen Tragekomfort bei guter Druckverteilung und Kraftübertragung. Durch die Maßnahmetechnik und dynamischen Anprobeorthesen können wir auf vielfältige Faktoren Einfluss nehmen.

### STATIK

Die Statik der Orthese in Bezug auf das Bein und den gesamten Körper ein wichtiger Aspekt, um ein energieeffizientes Laufen bei größtmöglicher Sicherheit zu ermöglichen.

### GEWICHT

Hierbei spielt das geringe Gewicht der Orthese eine große Rolle, um dem Patienten ein möglichst kräftesparendes Laufen zu ermöglichen.

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Tübinger-Hüftbeugeschiene



### Hüftstellung wie im Mutterleib

Wenn bei Ihrem Baby eine sogenannte Hüftdysplasie, eine Reifeverzögerung im Bereich der Hüftgelenkpfanne festgestellt wurde, wird Ihr Arzt Sie über geeignete Behandlungsmethoden und den Behandlungszeitraum aufklären.

Die Tübinger Hüftbeugeschiene nach Prof. Dr. Bernau schafft die besten Voraussetzungen dafür, dass das Hüftgelenk Ihres Kindes vollständig und unproblematisch nachreift. Die günstigste Hüfteinstellung zur Nachreifung ist dabei die sogenannte „Hocksitzstellung“. Es ist dieselbe Stellung, die das Kind vor der Geburt im Mutterleib eingenommen hat. Durch die Schiene werden die Hüftgelenke Ihres Babys in einem Winkel von über 90° gebeugt und leicht gespreizt. Auch wenn Ihnen das im ersten Moment ungewohnt erscheint, handelt es sich dabei nur um eine Verlängerung der vorgeburtlichen Phase. So können die Hüften Ihres Babys unter den gleichen, günstigen Bedingungen wie im Mutterleib nachreifen.

Ihr Arzt passt die Tübinger Hüftbeugeschiene an und erklärt Ihnen ganz genau den Umgang mit der Orthese. Sie werden schon nach kurzer Zeit im An- und Ablegen der Schiene geübt sein, denn Sie brauchen nur den Klettverschluss und die weißen Verschlüsse zu betätigen.

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.




Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
www.orthopädie-ammon.ch

## Hylgenrainer Orthese



Die Hüftdysplasie ist eine Sammelbezeichnung für angeborene oder erworbene Fehlstellungen und Störungen der Verknöcherung (Ossifikation) des Hüftgelenks beim Neugeborenen. Die Hüftdysplasie kann dabei alleinstehend oder zusammen mit anderen angeborenen Fehlbildungen vorkommen. Die alleinstehende Hüftdysplasie ist erheblich häufiger anzutreffen und findet sich in signifikant höherer Zahl bei Mädchen als bei Jungen. Es werden mehrere Faktoren als begünstigend oder teilweise verursachend angesehen: ein Faktor ist die Beckenendlage. Die Symptome der Hüftgelenksdysplasie sind zunächst Seitenungleichheit der Pofalten und Bewegungseinschränkungen der betroffenen Hüfte beim Strampeln. Ohne Behandlung kommt es bei schweren Formen zu bleibenden Schäden des Hüftgelenks mit Hinken, Gangstörungen und Schmerzen. Endzustand schwerer Formen ist die Hüftgelenksarthrose. Leichtere Formen weisen keine Schmerzen auf. Das Vorliegen einer Hüftgelenksdysplasie wird durch Einsatz vor allem der Sonographie, in selteneren Fällen des Röntgens und der Kernspintomographie gesichert. Die Behandlung erfolgt in den meisten Fällen ohne Operation durch Einsatz breiter Windeln und Wickeln oder Spreizhosen. Auch eine Ruhigstellung durch Spreizgips kann erforderlich sein. Die Notwendigkeit eines operativen Eingriffs besteht nur selten. Die Prognose der Hüftdysplasie ist seit Einführung des sonographischen Screenings im Neugeborenenalter erheblich verbessert worden.



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Die Pavlik-Bandage



Die Bandage erlaubt, bis auf die Streckung und Adduktion der Beine, eine freie Bewegung. Die Stellung in Beugung von etwa 110° bei nur leichter Abspreizung der Hüftgelenke (ähnlich wie die Lage in der Gebärmutter) ermöglicht unter Drehbewegungen die sanfte Reposition des Hüftkopfs in der Pfanne. Dabei können auch mechanische Hindernisse überwunden werden. Die sonst bei zwanghafter und zu starker Abspreizung befürchtete Komplikation der Hüftkopfnekrose kann bei korrekter Anwendung der Pavlik-Bandage nicht entstehen, da die Abspreizung nicht forciert wird. Die Behandlung wird zudem von Säuglingen und Müttern problemlos toleriert. Diese Methode eignet sich besonders für eine Anwendung in den ersten Lebenswochen und wird bis etwa zum sechsten oder siebten Monat angewendet.

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Smartspine Stützgürtel



### Stabilisierung des Beckengürtels

Bei Beschwerden im Iliosakralgelenk sorgt der Stützgürtel durch Immobilisierung der Iliosakralgelenke für eine Stabilisierung des Beckengürtels. Der Gürtel verbessert die Blutzirkulation und kann Schmerzen lindern.

### Pelotten

Die Pelotten sind abnehmbar. Dadurch können nach der Schwangerschaft auftretende Dysfunktionen an der Symphyse optimal behandelt werden.

### Seilzug

Der einhändig zu bedienende Seilzug stabilisiert die Iliosakralgelenke. Er komprimiert und passt sich an die individuelle Anatomie des Patienten an.

### Zugseil

Das verstellbare Zugseil sorgt für eine optimale anteriore Platzierung und individuelle Anpassung.



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Bruchband mit Feder



Klassisches Bruchband mit kräftigem Leibgurt für die Versorgung von Leistenbrüchen mit anatomischer oder skrotaler Pelotte. • Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi • Pelottenüberzug aus Velveton • Kunstlederdeck mit 12 mm breiter Feder • einseitig für rechts oder links • doppelseitig mit Schnallenverschluß im Rücken In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Medizinische Leibbinden



Nach Bruch- und Bauchoperationen, bei Bauchdeckenschwäche, Magensenkung oder Hängeleib, während oder nach der Schwangerschaft und bei Rückenschmerzen.

Spezielle Wärmeleibbinde bei rheumatischen Beschwerden oder Darm- und Blasenleiden.

- für Damen und Herren
  - in verschiedenen Höhen und Ausführungen
- In den Standard-Größen 70, 75, 80, 85, 90, 95 und 100 (Körperumfang) lieferbar.

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
www.orthopädie-ammon.ch

## LumboLoc®



### Stabilorthese zur Entlastung der Lendenwirbelsäule

Bei Schmerzen in der Lendenwirbelsäule (LWS-Syndrom) oder mittelstarker Muskelschwäche richtet LumboLoc die Lendenwirbelsäule auf und entlastet die Bandscheiben. Hinten stützen anatomisch vorgeformte Korsettstäbe in der Orthese den Rücken, von vorne wirkt ein individuell einstellbarer Kompressionsdruck auf die Lendenwirbelsäule ein. LumboLoc kann einfach auf die individuelle Körperform angepasst werden und sitzt dadurch perfekt.

individuell formbar für perfekten Sitz

leicht, elastisch und atmungsaktiv

ein starker Partner gegen Rückenschmerzen



- **STÜTZEN STATT SCHMERZEN**

- Vier Aluminiumstäbe im Rückenteil der LumboLoc richten die Lendenwirbelsäule auf und unterstützen sie dabei, eine anatomisch korrekte und damit schmerzfreie Haltung einzunehmen. Die Stäbe können noch nachgeformt werden, wenn die individuelle Anatomie es erfordert. Durch den Klettverschluss vorn kann die Stärke der Druckwirkung auf den Bauchraum und damit indirekt die Entlastung der Lendenwirbelsäule individuell gesteuert werden.

- **SICHERHEIT UND KOMFORT**

- LumboLoc sitzt dank seiner anatomischen Passform stets bequem; das elastische, atmungsaktive Material liegt perfekt am Körper an. Praktische Handschlaufen erleichtern die Handhabung, so dass LumboLoc schnell und einfach angelegt werden kann. Damit ist die Orthese ein unsichtbarer aber starker Partner gegen Rückenschmerzen.

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## LumboLoc® Forte



### Stabilorthese zur Optimierung der Wirbelsäulenstatik und Entlastung der Lendenwirbelsäule

Bei LWS-Syndrom oder schwerer Muskelschwäche der Wirbelsäule wirkt LumboLoc Forte wie eine feste Bandage auf die Lendenwirbelsäule. Im Rückenteil unterstützen integrierte Korsettstäbe eine anatomisch korrekte Haltung. Zusätzlich können zwei verschiedene Druckpolster (Pelotten) in die Orthese eingesetzt werden, die wahlweise Lende oder Kreuzbein massieren.

leicht und kraftsparend anzulegen

stützt und aktiviert

ein starker Partner gegen Rückenschmerzen

- **MASSEUR IM RÜCKEN**
- LumboLoc Forte verfügt über anatomisch vorgeformte Korsettstäbe, die den schmerzenden Bereich der Lendenwirbelsäule effektiv stützen. Für eine perfekte Passform können die Korsettstäbe individuell angeformt werden. Vorn übt ein verstellbarer Funktionsgurt je nach Wunsch mehr oder weniger Kompression auf den Bauchraum aus und entlastet damit die Lendenwirbelsäule. Seine Einstellung verstärkt oder verringert auch den Massageeffekt der Pelotte im rückwärtigen Teil der Stabilorthese. Je nach gewählter Pelotte wird die Lendenwirbelsäule oder das Kreuzbein massiert, Verspannungen lösen sich dadurch und Schmerzen können nachlassen.
- **SICHERHEIT UND KOMFORT**
- LumboLoc Forte sitzt dank seiner anatomischen Passform stets bequem; das elastische, atmungsaktive Material liegt perfekt am Körper an. Praktische Fingertaschen und das LPT-Zuggurtsystem (Low Power Tension) erleichtern die Handhabung, so dass LumboLoc Forte problemlos korrekt angelegt und eingestellt werden kann.



[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## LumboTrain®



### Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der Lendenwirbelsäule

„Hexenschuss“ oder „Lendenwirbelsäulensyndrom“ (LWS): Schmerzen im unteren Rücken haben viele Bezeichnungen. LumboTrain® Aktivbandagen helfen. Betroffene empfinden eine kreisende Druckmassage (Frikionsmassage) des Lendenbereichs oft als schmerzlindernd. Genau dort wirkt auch die dreieckige Frikionspelotte in der Bandage: Bei jeder Bewegung helfen ihre Massagenoppen, Verspannungen im Lendenwirbelbereich zu lösen und Schmerzen zu lindern.

stützt und massiert die Lendenwirbel

bei Schmerzen und Verspannungen

bequemes, atmungsaktives Gestrick

#### WIRKUNG OHNE NEBENWIRKUNG

Viele, die unter chronischen Rückenschmerzen leiden, greifen regelmässig zu Schmerztabletten. Das kann gesundheitsschädlich sein. LumboTrain kommt ohne Nebenwirkungen aus. Das Tragen einer LumboTrain Aktivbandage ist eine hilfreiche Methode, Rückenschmerzen zu lindern und beweglicher zu werden – ohne Tabletten.

#### DIE HAND IM RÜCKEN

Das dreidimensionale Aktivgestrick von LumboTrain gibt Halt im Lendenwirbelbereich. Das atmungsaktive, hautfreundliche Material passt sich hervorragend jeder Körperform an. LumboTrain Lady ist dazu speziell auf die weibliche Körperform zugeschnitten. Die weichen Ränder schnüren nicht ein, auch längeres Tragen ist so angenehm wie eine stützende Hand im Rücken.

[Im Shop einkaufen](#)



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## LumboTrain® (Lady) Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der Lendenwirbelsäule



„Hexenschuss“ oder „Lendenwirbelsäulensyndrom“ (LWS): Schmerzen im unteren Rücken haben viele Bezeichnungen. LumboTrain® Aktivbandagen helfen. Betroffene empfinden eine kreisende Druckmassage (Frikionsmassage) des Lendenbereichs oft als schmerzlindernd. Genau dort wirkt auch die dreieckige Frikionspelotte in der Bandage: Bei jeder Bewegung helfen ihre Massagenoppen, Verspannungen im Lendenwirbelbereich zu lösen und Schmerzen zu lindern.

stützt und massiert die Lendenwirbel

bei Schmerzen und Verspannungen

bequemes, atmungsaktives Gestrick

### WIRKUNG OHNE NEBENWIRKUNG

Viele, die unter chronischen Rückenschmerzen leiden, greifen regelmässig zu Schmerztabletten. Das kann gesundheitsschädlich sein. LumboTrain kommt ohne Nebenwirkungen aus. Das Tragen einer LumboTrain Aktivbandage ist eine hilfreiche Methode, Rückenschmerzen zu lindern und beweglicher zu werden – ohne Tabletten.

### DIE HAND IM RÜCKEN

Das dreidimensionale Aktivgestrick von LumboTrain gibt Halt im Lendenwirbelbereich. Das atmungsaktive, hautfreundliche Material passt sich hervorragend jeder Körperform an. LumboTrain Lady ist dazu speziell auf die weibliche Körperform zugeschnitten. Die weichen Ränder schnüren nicht ein, auch längeres Tragen ist so angenehm wie eine stützende Hand im Rücken.

[Im Shop einkaufen](#)



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Lumbo Direxa Women




### Hilfe bei Schmerzen in der Lendenwirbelsäule

Bei leichten bis mittelstarken Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule – verursacht z.B. durch Verschleißerscheinungen oder eine Bandscheibenvorwölbung – hilft die Lumbo Direxa. Sie stabilisiert und entlastet den betroffenen Bereich und kann dadurch Ihre Schmerzen lindern.

Die Lumbo Direxa besteht aus einem angenehmen, atmungsaktiven Material, so dass Sie die Rückenorthese auch über einen längeren Zeitraum tragen können. Dank des schlanken Designs ist die Orthese unter Kleidung kaum sichtbar. Die Lumbo Direxa gibt es in drei Ausführungen: Neben der Standardversion ist die Lumbo Direxa Women tailliert, während die Lumbo Direxa High hoch geschnitten ist, so dass sie zusätzlich die untere Brustwirbelsäule entlastet.

### Höherer Schutz

Neben der klassisch geschnittenen Lumbo Direxa ist die Lumbo Direxa High höher geschnitten und deckt einen größeren Bereich des Rückens ab. Damit wird zusätzlich die untere Brustwirbelsäule entlastet. Ihr Arzt wird Sie beraten, welche Version für Sie geeignet ist.



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
www.orthopädie-ammon.ch

## OmoTrain®



### Aktivbandage zur frühfunktionellen Behandlung des Schultergelenks

Bei Schulterbeschwerden infolge von Verletzungen, Operationen oder Arthrose stabilisiert OmoTrain das Schultergelenk und führt es dank seiner speziellen Gurtführung sicher in der Bewegung. Die muskelaktivierende Bandage übt eine wohltuende Wechseldruckmassage auf das Weichteilgewebe aus und lindert so Schmerzen. Bei Bedarf wirkt ein herausnehmbares Massagepolster (Delta-Pelotte) zusätzlich auf typische Schmerzpunkte ein.

### SCHUTZ FÜR DIE SCHULTER

In der konservativen Schultertherapie sind die sichere Führung des verletzten Gelenks und die dosierte Mobilisierung oft entscheidend für den Heilungserfolg. Dazu gehört auch Schmerzen zu lindern, um Beweglichkeit zu fördern. Durch ihr Kompressionsgestrick und den Zug ihres speziellen Gurtsystems zentriert die OmoTrain das Schultergelenk und schützt es vor schmerzhaften Kreisbewegungen. Bewegungen wie zum Beispiel das seitliche Heben des Armes nach oben werden dagegen unterstützt, um die Muskulatur zu stärken. Bei Bewegung entfaltet sich vollständig die schmerzlindernde Wirkung der Bandage. Das Kompressionsgestrick übt dann eine wohltuende Wechseldruckmassage aus, die den Stoffwechsel aktiviert und Schwellungen schneller abbaut. Die Delta-Pelotte verstärkt diesen Massageeffekt, indem ihre Noppen und einer Erhöhung für den Gelenkspalt gezielt auf typische Schmerzpunkte einwirken. Sie kann eingeklettet werden, wenn die individuelle Therapie es erfordert, und nach Bedarf positioniert werden.



- 01 Dreidimensionales Train-Aktivgestrick für ideale Passform
- 02 Viscoelastische Delta-Pelotte mit Friktionsnoppen unterstützt die Stabilisierung des Schultergelenkes und beschleunigt die Resorption von Ödemen und Ergüssen und verbessern die Motorik
- 03 Hohe Dehnbarkeit für leichtes An- und Ablegen
- 04 Gurtführung und Train-Aktivgestrick zentrieren das Glenohumeralgelenk
- 05 Kompressionsreduzierter Randbereich beugt Einschnürungen vor, angenehm zutragen
- 06 Brustfreie Tragevorrichtung lässt den Brustbereich frei, schränkt die Atmung nicht ein, für hohen Tragekomfort

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## OMO-HiT® IMMOBIL



### Indikation

Bei Insuffizienz bzw. nach Verletzungen des Kapsel-Band-Apparates der Schulter  
Indikationen, die eine Entlastung der Schulter und/oder des Ellenbogengelenkes  
Konservativ / postoperativ Schulter  
Lähmungen des Armes  
Posttraumatische Beschwerden  
Stabile subcapitale Humerusfraktur

### Wirkung / Technik

Einschränkung der Beweglichkeit des Schultergelenks  
Entlastung von Schulter, Oberarm und Ellenbogen  
Fixierung des gesamten Armes in definierter Position  
Immobilisierung des Schultergelenks  
Arm- und Handfixierung durch Klettverschlüsse  
Armschlinge aus offenmaschigem, atmungsaktivem Material für angenehmen Tragekomfort  
Daumenschleife für bessere Stabilität  
Gurte und Unterarmposition individuell einstellbar  
Schnellverschlüsse zum einfachen An- und Ablege

### Größen Unterarmlänge in cm

S bis 27

M 27 - 33

L 33 - 38

XL über 38

Rechts und Links tragbar

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Schulterchutz



### Indikationen

- Reizzustände im Bereich der Schulter
- Degeneration der Rotatorenmanschette
- Tendomyopathien im Bereich der Schulter
- Omarthrose

### Wirkweisen

- Stabilisiert das Schultergelenk
- Lindert Schmerzen



[Im Shop einkaufen](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## EpiPoint®



### Stabilorthese zur Behandlung des Tennisellenbogens

Die EpiPoint Stabilorthese hilft bei Sehnenschmerzen wie zum Beispiel der sogenannte Tennisellenbogen (Epicondylitis humeri) und ähnlichen Muskel- und Sehnenansatzreizungen oder -entzündungen. Ihr eingearbeitetes elastisches Druckpolster (Pelotte) entlastet die Sehnenansätze punktgenau. Dabei verhindert ein roter Signalbereich, dass die Armspange zu stramm gespannt und der Druck dadurch zu stark eingestellt wird. Sie kann links wie rechts getragen werden.

einfach an- und abzulegen

eine Universalgrösse

atmungsaktives Material



[Im Shop einkaufen](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## EpiTrain®

Aktivbandage zur gezielten  
Kompression des Ellenbogens



Ein „Tennisarm“ oder  
„Tennisellenbogen“ macht sich durch  
Schmerzen am Muskelansatz an der  
Aussenseite des Ellenbogens bemerkbar.  
Die Aktivbandage EpiTrain® hilft, sie zu  
lindern und Verspannungen zu lösen. Bei  
jeder Bewegung aktiviert das spezielle  
Kompressionsgestrick mit den  
eingearbeiteten Polstern (Pelotten) die  
Muskulatur und unterstützt die Heilung.

hilft Schmerzen zu lindern

sicherer Sitz und hohe Dehnfähigkeit

anatomische Passform



[Im Shop einkaufen](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Ellenbogenorthese Epi Forsa Plus

### Hilfe bei Tennisarm und Golferellenbogen

Der Tennisarm oder Golferellenbogen entsteht durch eine Überbeanspruchung der Unterarmmuskulatur und deren Sehnenansätze. Speziell für diese Beschwerden wurde die Orthese Epi Forsa Plus entwickelt. Sie übt gezielten und vor allem dosierten Druck auf die betroffene Unterarmmuskulatur aus und kann dadurch Schmerzen spürbar lindern.



Die Orthese hilft bei akuten Beschwerden, kann aber auch vorsorglich bei gleichförmigen, manuellen Tätigkeiten getragen werden. Daneben gibt es auch eine Variante mit Kunststoffspange, mit gleicher Wirkweise, die Epi Flex. Für welche Variante Sie sich entscheiden, hängt von Ihrer persönlichen Vorliebe ab.

### Hautfreundliches Material

Die Epi Forsa Plus wird nahtlos hergestellt, was den Tragekomfort deutlich erhöht. In Kombination mit dem hautfreundlichen Material Velour werden so Hautirritationen vermieden.

### Pelotte

Die Pelotte kann individuell für eine gezielte Druckmassage platziert werden.



### Kunststoffkern

Der stabile und weich gepolsterte Kunststoffkern sorgt für eine optimale Druckverteilung der Orthese.



[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Manu 3D Basic



Handgelenkkarte, die die Tumbase frei lässt.

Manu 3D Basic ist eine stabilisierende Handgelenkauflage, die die Tumbase frei lässt. Die Orthese besteht hauptsächlich aus Polyamid mit weichem Weichgewebe. Einfach mit 3 breiten Klettverschlüssen anzubringen.

Hinweise:

- Schmerzen am Handgelenk
- Karpaltunnelsyndrom
- Entzündung

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## MITTELHAND-DAUMENSCHIENE



### INDIKATIONEN

Arthrose der radialen Handwurzel und des MCP 1  
Konservativ / postoperativ Daumen und Finger  
Naviculare Pseudarthrose  
Teilimmobilisation der rad. Handwurzel des  
Daumensattel- und Daumengrundgelenks bei  
Sattelgelenkarthrose  
Ulnare Seitenbandläsion MCP 1 (z. B.  
Skidaumen)

### WIRKUNG / TECHNIK

- Erhalt der Greiffunktion
- Teilimmobilisation von Daumengrund- und  
Daumensattelgelenk sowie der Handwurzel
- Ermöglichung von Luftzirkulation
- Handgelenk bleibt frei beweglich
- Hohe Atmungsaktivität
- Thermisch verformbar
- Vermeidung von Staunässe



Größen Handgelenkumfang in cm  
S bis 17 cm  
M 17 – 19 cm  
L über 19 cm

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## MANU-HIT® POLLEX Daumen-Hand-Orthese



### Indikation

- Distorsionen Handgelenk
- Konservativ / postoperativ Hand / Handgelenk
- Nach Abnahme von Gipsverbänden
- Naviculare Pseudarthrose
- Sehnenscheidenentzündung
- Überlastungsarthropathien Hand / Handgelenk

Mit volarer Verstärkungsschiene.

### Größen Handgelenkumfang in cm

XS	bis 15
S	15 - 17
M	17 - 19
L	19 - 22
XL	über 22

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopaedie-ammon.ch](http://www.orthopaedie-ammon.ch)


## RhizoLoc®



### Stabilorthese zur Stabilisierung des Daumensattel- und Daumengrundgelenks

Bei Verletzungen im Daumengelenk wie Seitenbandriss oder -zerrung („Skidaumen“), Arthrose (Rhizarthrose) oder Reizungen stabilisiert RhizoLoc den Daumen am Sattel- und Grundgelenk. Über eine Klettlasche kann dabei seine Beweglichkeit therapiegerecht eingeschränkt werden.

- bequem und stabil
- einfach an- und abzulegen
- atmungsaktives Material



Größe	Handgelenkumfang*	Daumenumfang*
1	12,5–16	5–7
2	16–20	6,5–9

\*alle Maße in cm

[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Schiefhals



Ein muskulärer Schiefhals (Torticollis muscularis) ist eine bei Neugeborenen und Säuglingen auftretende Kopffehlstellung. Der Grund dafür ist die Verkürzung der Halsmuskulatur, die zu einer Schiefneigung auf der betroffenen Seite führt.

Die Therapie besteht im Verlauf des ersten Lebensjahres aus Krankengymnastik, bestimmten Lagerungstechniken und Dehnungsübungen. Bei Fortbestehen des Schiefhalses ist ab dem zweiten Lebensjahr die operative Verlängerung des Muskels indiziert, um eine knöchern fixierte Fehlstellung der Wirbelsäule zu verhindern. Nach einer Operation muss eine Halsorthese nach Maß getragen werden, um das Operationsergebnis zu erhalten.

Auch der spastische Schiefhals (Torticollis spasticus) der seine Ursache in ausgedehnten Spasmen der Muskulatur von Hals und Nacken hat, kann mit einer Schulter-Kopf-Orthese behandelt werden.



# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Schleudertrauma



### Ursache

Ein Schleudertrauma ist eine traumatische Verletzung der Halswirbelsäule. Oft ist ein Auffahrunfall ursächlich für ein Schleudertrauma. Die Schmerzen bemerkt der Patient manchmal erst Stunden oder Tage nach dem Unfall. Es werden vier Schweregrade unterschieden; ein deutliches Anzeichen für ein Schleudertrauma sind der Kopfschmerz, Schwindel und z.T. Übelkeit.

### Symptome

Die häufigste Ursache eines Schleudertraumas sind Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen handelt es sich um Auffahrunfälle, bei denen der Kopf und die Halswirbelsäule ruckartig stark gebeugt und dann überstreckt werden. Jedoch kann es auch bei Sport- und Freizeitunfällen zu einem Schleudertrauma der Halswirbelsäule kommen.

### Schweregrade

Ein Schleudertrauma lässt sich in verschiedene Schweregrade einteilen. Es wird auf einer Skala von 0 bis 4 nach Befragung des Betroffenen ermittelt. Dabei bedeutet 0 = keine Beschwerden, 1 = Nackensteifheit und Kopfschmerzen, 2 = Nackensteifheit, Muskelhartspann und Einschränkung der Kopfbewegungen, 3 = zusätzlich noch neurologische Ausfälle. Bei einem Schweregrad von 4 spricht man von einem schweren Schleudertrauma, einhergehend mit starken Verspannungen, Wirbelbrüchen und Verstauchungen.

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

## Unterarmkrücken



- Wechselgriffe für Unterarmgehstützen
- anatomische Softgriffe
- Kinderstützen
- sehr leichte Arthritis-Stützen
- farbige Kunststoffteile statt Einheitsgrau

Die sichere und gelenkschonende Nutzung unserer Gehhilfen ist der markante Vorteil für unsere Kunden, wir setzen damit international den höchsten Standard und orientieren uns am Optimum der technischen Entwicklung.



[Im Shop einkaufen?](#)

# ORTHOPÄDIE TECHNIK

Ammon Biel  
Bandagen / Fuss-Stützen  
Orthesen / Korsette / Gehhilfen usw.



Bendicht-Rechberger-Strasse 5,  
2502 Biel, Tel. +41 (0)32 323 16 01  
[www.orthopädie-ammon.ch](http://www.orthopädie-ammon.ch)

Unsere Geschäft befindet sich direkt gegenüber der Hauptpost. 2 Min vom Hauptbahnhof entfernt



## ÖFFNUNGSZEITEN

Mo bis Fr 7.30 - 12.00 + 13.30 - 17.30 Uhr

Voranmeldung erwünscht.

Samstag und ausserhalb der Öffnungszeiten nur nach Vereinbarung.

Ammon Orthopädie Technik  
Bendicht-Rechbergerstrasse 5  
CH-2502 Biel/Bienne

Tel.: +41 (032)3231601  
E-Mail.: [Ammon@sunrise.ch](mailto:Ammon@sunrise.ch)